

auto-analizatori i koagulimit cobas t 411



1 Kyvetat

- 4 sete kyvetash
- 240 kyveta në bord

2 Menaxhimi i testeve

- Deri në 100 teste në bord
- Rak RD5
- Pozicion i veçantë për testet urgjente

3 Cap-Piercing

- Gjilpërë për volum të vogël
- Përdorimi i llojeve të tubave të ndryshëm për qëllime të ndryshme
- Gjilpërë për ndarjen në porcione në kyveta

4 Menaxhimi i reagentëve

- 4 Rak ftohës me 6, 8 ose 10 pozicione reagentësh
- 3 Rak për kalibratorët dhe kontrollet
- Regjistrim dhe menaxhim automatik i reagentëve
- Gjurmim me Radio Frekuencë e Regentëve RIDF*

5 Metodologjia e matjes

- 4 kanale matëse me gjatësi vale 405/620 nm
- Matje optomekanike
- Rregullimi automatik i intensitetit të dritës si një funksion i turbullimit të mostrës
- Testimi i cilësisë së mostrës para-analitike për identifikim të mpiksjeve

6 Programi

- Linux (Debian)
- Program QC përfshirë Levi-Jennings
- Baza e të dhënave e rezultateve krejtësisht e gjurmueshme duke përfshirë dhe kurbat e kalibrimit

7 Oprimi

- Butonat e zgjedhjes së shpejtë në pajisje - lehtësim i funksionimit gjatë rutinës pa ndërveprim me softuerin
- Tastierë e integruar

**Identifikim me radio frekuencë*



cobas®

Life needs answers

analizatori i koagulimit cobas t 411

Specifikimet

Menaxhimi i mostrave	Transportuesit e mostrave	Rak RD5
	Pozicione mostrash	100 mostra
	Identifikim i mostrave në Rak RD5	Barkod skaner i integruar
	Shpim i kapakëve	Po
	Menaxhim i urgjencave	Po, nëpërmjet pozicionit të veçant të urgjencës
Menaxhimi ireagentëve	Vendosja/Heqja e mostrave	Nëpërmjet mbajtëses së Rakëve ose Rak të veçantë
	Sasia e reagentëve	4 Rak ftohës me 6, 8 ose 10 pozicione
	Kalibratorë dhe kontrolle	3 Rak me deri në 10 pozicione për Rak
	Identifikimi i kalibratorëve	nëpërmjet sensorit të leximit të integruar dhe gjurmimit së RFID *
	Frigoriferi i reagentëve	15 °C
Kuvetat	Menaxhimi i reagentëve	monitorimi automatik i reagentit
	Fiksimi i reagentëve	pozicion të prirur për të minimizuar volumin minimal
	Koncepti i kuvetave	4 sete kuvetash
	Kapaciteti i kuvetave	240 kuveta në bord
	Sistemi operativ	Linux (Debian)
Software	Programi QC	Levy-Jennings
	Akses i sigurtë	Po, identifikimi i përdoruesve në shumë nivele
	Lidhja me LIS	RS 232
	Kanale matës	4
	Metodat matëse	optomekanike dhe fotometrike
Metodologjia	Gjatësitë e valëve	405 nm / 620 nm
	Koagulometri/kromogjen/teste imunologjike	Po/Po/Po
	Ripërsëritje automatike e testeve	Po
	Reflextest	Po
	Zbulim i mikro fibrave	Po
Përmasat fizike	Volumi	100 teste në orë (testet rutinë)
	Kalibrimi	Krejt automatik
	Hollim automatik	Po
	Detektim automatik i nivelit	Po
	Maksimumi Gjerësi/Lartësi/Thellësi	96 × 83 × 63 cm
Mirëmbajtja	Lloji aparatit	Aparat tavoline (baza opsionale)
	Mirëmbajtja (ditore / javore)	1/15 Minuta
Menu e testeve	Teste të përgjithshme	TPZ/Quick, aPTT, Fibrinogen (Clauss), Koha e Thrombinës AT III
	Fibrinat	D-Dimer
	Heparin	UFH dhe LMWH

* Identifikim me radio frekuencë

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
www.roche.de

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
CH-6343 Rotkreuz
www.roche.ch
www.roche-diagnostics.ch

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
A-1211 Wien
www.roche.at

COBAS, COBAS T dhe LIFE NEEDS ANSWERS
janë marka të Roche.

© 2014 Roche Diagnostics. Gjithë të
drejtat janë të rezervuara

06990452990 i 0914 – 2.0