

Analizatori Cobas C 513

Vendosja e një precedenti të ri në efikasitetin e laboratorit HbA1c

- Analizator me performancë të lartë i dedikuar plotësisht HbA1c për të plotësuar nevojat e efikasitetit, xhiros dhe saktësisë për testimin laboratorik të HbA1c

cobas[®] c 513
analyzer



- Fluksi i punës i automatizuar dhe shumë efikas duke dhënë deri në 400 rezultate të pacientëve në orë

- Dyfishon volumin e punës së INTEGRA 800 me të njëjtën madhësi aparature - Minimizon ndërhyrjen e përdoruesit nga regjistrimi deri në marrjen e rezultatit

- Marrje e mostrës me tuba të mbyllur duke garantuar sigurinë e përdoruesve

- E standartizuar sipas IFCC i transferueshëm në DCCT/NGSP

- Analiza e Roche Tina-quant HbA1c siguron identifikimin, diagnozën dhe monitorimin e rrezikut të nivelit të HbA1c



Volumi i duhur i punës

Volum i lartë pune deri në 400 rezultate pacienti HbA1c në orë

Performancë e duhur

- Performacë e shkëlqyer e testit

cobas® c 513

Specifikimet Teknike

Kapaciteti i punës	Deri në 400 mostra/orë
Numri i kanaleve	60 kasete reagenti
Materiali i mostrës	Gjak komplet, hemolizat
Mostra hyrje/dalje	Kapacitet vendosje 150 mostra në hyrje, kapacitet 150 mostra në dalje
Sasia e mostrës	1.5 në 25 µL, me rritje 0.1 µL
Ndërfaqja e sistemit	Ndërfaqe seriale RS-232C; protokolli ASTM
Të dhëna për mostrat	12,000 rezultate
Lljoji i tubave	Më të përdorshmet 13x 75 mm, 16x 75 mm
Kërkesat Elektrike	208V AC, 60Hz
Kushtet e punimit	Pa baktere, ujë i dejonizuar 35 L/h
Përmasat fizike	<ul style="list-style-type: none">• Thellësia: 114 cm.• Lartësia i hapur: 135.9 cm.• Gjerësia: 216.9 cm.• Peshë: 500 kg.

COBAS, COBAS C dhe LIFE NEEDS ANSWERS

janë marka të regjistruara të Roche.

©2013 Roche

Roche Diagnostics International Ltd

CH-6343 Rotkreuz

Switzerland

www.cobas.com